

DIOPTRIX brings you the solution for intraocular pressure management done at home by the owner of the animal concerned.

ΙΟΡ Vet

ΕΛΕΓΧΟΣ

ΕΝΔΟΦΘΑΛΜΙΑΣ ΠΙΕΣΗΣ

στο σπίτι!

Απλό στη χρήση


Απλό στην ανάγνωση

-  Κανονική
-  Υψηλή
-  Εξαιρετικά Υψηλή-ΚΙΝΔΥΝΟΣ



© crédit photo : Docteur Laurent Dillie, IOVet Lille

Εγχειρίδιο
χρήσης ΙΟΡ Vet



Διατίθεται για τους πελάτες σας

Ζώνη **Πράσινη** - **Κίτρινη** = 21 mmHg
Ζώνη **Κίτρινη** - **Κόκκινη** = 30 mmHg

Συγκριτικές μελέτες του ΙΟΡ Vet σε σχέση με standard Goldman και τονόμετρου ICARE έγιναν απο το Melbourne University.

Απαιτείται συνταγή με αναισθητικές σταγόνες


DIOPTRIX

Tel : + 33.(0) 5.34.30.12.44
Fax : +33.(0) 5.61.61.09.95
Mail : info@dioptrix.com

PET
line
VETERINARY DIVISION 